Cómo utilizar un catéter de sistema cerrado

Cateterismo para Hombres


Paso 1 Prepara todos tus suministros y lugar cerca de usted.




Paso 2 Lávese las manos, o ponerse guantes.

Paso 3 Lávese alrededor de la punta del pene con agua tibia y jabón antibacteriano o, si está disponible, use hisopos de betadine o toallitas de benzalconio con movimientos circulares alrededor de la abertura uretral.

Paso 4 Retire la tapa de la punta introductora y avance el catéter deslizándolo aproximadamente hasta la mitad de la punta de inserción.




Paso 5 Con no dominante mano sosteniendo el pene, use mano dominante para agarrar la guía de plástico e inserte la punta del introductor en la uretra.



Paso 6 Mueva su mano no dominante hacia arriba para que sostenga tanto la punta del pene y la guía de plástico, y use la otra mano para agarrar el catéter a través de la bolsa aproximadamente una pulgada por debajo de la guía, luego empuje el catéter hacia la uretra con movimientos lentos y constantes.


Paso 7 Insertar el catéter lentamente hacia la uretra. Si hay resistencia cuando el catéter llega al músculo del esfínter, tomar un suspiro profundo y aplicar suavemente y de manera constante presión. No forzar el catéter.



Paso 8 Cuando la orina comience a fluir, avance el catéter otra pulgada.

Paso 9 Cuando se detenga el flujo de orina, retire lentamente el catéter.

Paso 10 La bolsa llena se puede cerrar colocando Vuelva a colocar la tapa en la punta del introductor. Si tú pudieras desea vaciar la bolsa, retire la punta introductora o utilice la lágrima pestaña (si corresponde) y vierta hacia un inodoro o receptáculo.




Paso 11 Lanzar catéter sistema de distancia.

¿Qué es un consejo introductorio?

Algunos catéteres de sistema cerrado tienen una guía protectora especial llamada punta introductora. Esta se desliza primero dentro de la uretra, lo que permite que el catéter evite las concentraciones más altas de bacterias en los primeros milímetros de la uretra.

Algunos estudios han demostrado que esto La característica puede ayudar reducir la posibilidadde hacerse un examen urinario infección del tracto.

Consejo de introducción



Para videos y más instructivos recursos, visita **www.howtocath.com.**

La información de este folleto no debe serutilizado en lugar de una visita, llamada o consulta con un médico u otro proveedor de atención médica.

Teléfono (877) 688-2729 | Fax (888) 718-0633 | www.180medical.com |

© 2024 180 Medical. All rights reserved.